

【ユーザーレポート：しみず胃腸内科21様】

〒901-2126 沖縄県浦添市宮城6-1-15浦添メディカルプラザ 3F

オゾン水内視鏡洗浄消毒機OED-1000S Plus

※しみず胃腸内科21様
ホームページはこちら

沖縄県浦添市のしみず胃腸内科21様は2008年1月に開院。
仕事帰りの方や急病の方に対応できるように、平日は夜間21時まで診療をしています。内視鏡検査は上部・下部合わせて年間約2,500件実施。
「つらくない検査」、「安全な検査」を徹底しています。
清水院長と、スタッフの下里様に、導入の経緯やご使用感を伺いました。

—導入の経緯を教えてください

販売店にOED-1000S Plusを紹介いただき、ランニングコスト面、また装置のコンパクトさに魅力を感じました。

—OED-1000S Plusのご使用感を教えてください

装置の納品後のスタッフへのフォローに満足しています。
例えばATPふき取り検査（用手洗浄後の内視鏡の清浄度の数値化）を実施していただき、
洗浄に対するスタッフのレベルの向上につながりました。

—OED-1000S Plusのご使用感を
スタッフの下里様に伺いました。

OED-1000S Plusはニオイがしないので、大がかりな換気が不要になりました。オゾン水は人体への有害作用が少なく安心と感じています。
また以前は大腸内視鏡検査後に、胃内視鏡検査をする場合は、消毒機の消毒液を排水し、新たに生成しました。
OED-1000S Plusは消毒ごとに、その都度新しい水を使用し消毒するので、大腸→胃内視鏡検査への切り替え時に消毒液交換の手間がなくなりました。
朝一の消毒液生成の手間がなく、
一日の終了時も消毒液排水の手間がなくなり簡単になりました。

一方洗剤を入れ忘れた際にはエラーを出す機能があるとなお良いと思います。またリークチェックから洗浄まで一連の作業で出来るとよりスムーズだなと感じます。

インタビューに回答いただいた
清水 健（たけし）院長 ↑オゾン水内視鏡洗浄消毒機
OED-1000S Plus：2022年設置
・内視鏡専用のシンクに対して垂直の
向きに設置していただいている。 ↑

しみず胃腸内科21様外観 ↑

お問い合わせ先 株式会社IHI物流産業システム

